

MEDTRUE ENTERPRISE CO., LTD.

ADDRESS: Room No.301-302,Hongpujiezuo Mansion,
186-1 JiangdongZhonglu Road, Nanjing, China POST CODE: 210019
TEL : 0086-25- 86651838 ; 86652838 FAX : 0086-25-86650138
Email: info@medtrue.com ; general@medtrue.com

Data Sheet

Item number: MT58012101

Product name: Three Way Stopcock with Extension Tube



Features: ABS, PC, PE, PVC

Packed: 1pcs/pouch, 800pcs/CTN

Shelf life: 5 years

【Rendimiento del producto, la composición de la estructura principal】

Este producto se compone de junta cónica exterior y tapa protectora, Tubería de 10cm, llave de paso de tres vías, junta cónica interior y tapa protectora.

Este producto es un aparato desechable, estéril, sin calor y no tóxico.

【Uso previsto】

Este producto es adecuado para su uso con equipos de infusión a presión o por gravedad para humanos.

infusión.

【Notas, advertencias e instrucciones rápidas】

- Este producto está esterilizado con óxido de etileno, válido por dos años.
- Estéril, sin pirógenos, sin hemólisis, sin toxicidad anormal.
- Este producto está limitado a un uso único, después de su uso según el manual [di eliminación] disposiciones de los requisitos para la eliminación.

- El uso de este producto debe ser operado por personal profesional.
- Si se produce alguna anomalía durante el uso, informe al personal médico inmediatamente.
- Está prohibido dañar el embalaje, materias extrañas o quitar la funda.
- El número de lote y la fecha de caducidad se muestran en el paquete.

【Instrucciones de uso】

- Tubo de extensión de infusión sin piezas funcionales

Antes de usar para verificar el embalaje, confirmado después de que no haya anomalías, se abrió la boca.

h rasgue, retire la funda protectora del tubo de extensión de infusión, extienda el tubo de infusión

Junta de cono interior y exterior, respectivamente, con productos que soportan el uso de la junta cónica y la conexión de la junta cónica, y confirme la conexión de cerca, de acuerdo con los procedimientos de operación del producto utilizados por la operación.

- Para productos con piezas de inyección, limpie y desinfecte las piezas de inyección antes de volver a dosificar.

Para productos con abrazaderas, si es necesario cerrar la tubería, presione el botón inf.

Inserte la tubería en las abrazaderas para realizar la función de cierre.

- Con tubo de extensión de infusión de producto con válvula de tres vías

Consulte los primeros requisitos de operación para conectar el multidireccional compatible.

conductos, al utilizar la válvula de tres vías, según la dirección indicada por la flecha en la parte superior del carrete de la válvula, gire y ajuste el flujo de la lata de infusión

realizar la apertura y cierre de tuberías en diferentes direcciones.

- Tubo de extensión con una variedad de piezas funcionales según los requisitos anteriores. comentarios.

【Contraindicación】

- Si el material de PVC utilizado para este producto contiene plastificante DEHP, no está adecuado para infusión que contiene agentes lipídicos o solución nutritiva lipídica, incluido tomar algunos medicamentos antitumorales (como paclitaxel, docetaxel, tachlimus, tinipside, e tc.), agentes vitamínicos lipídicos y solución nutritiva lipídica.

No se deben utilizar otras partes del medicamento, incluidas ciprofloxacina, cefoperazona,

fluconazol, ácido clorhídrico metronidazol, cimetidina, etc.

Los bebés, las mujeres embarazadas, las mujeres en período de lactancia y los hombres en período de crecimiento testicular deben

No utilice este producto de forma continua durante mucho tiempo.

- Elija un dispositivo de infusión alternativo sin DEHP cuando el medicamento sea compatible con un dispositivo de infusión de PVC que contiene plastificante DEHP.
- Si el material de PVC utilizado en este producto no contiene plastificante DEHP,

No existen contraindicaciones.

【Condiciones de almacenamiento y transporte】

Este producto se almacena y transporta en condiciones de ventilación a temperatura ambiente.

para evitar la exposición prolongada a la luz solar, la humedad de la lluvia y la extrusión de fuerzas externas.

【Instrucción de marcado】

ESTÉRIL | EO Fue esterilizado con óxido de etileno No tiene uso secundario;

Significa que el plastificante es DEHP.

【Desechar】 Asegúrese de desechar los productos contaminados con sangre de acuerdo con procedimientos establecidos de eliminación sin riesgos.