

## Product Data

**Nombre de producto:** Envase recolector de orina

**Talla:** 30ml, 60ml, 100ml, 120ml

No estéril

Un solo uso

Uso previsto:

El contenedor de orina se utiliza clínicamente para recolectar la orina de los pacientes.

### **Uso:**

Abra el paquete y utilícelo

### **Precaución:**

1. Compruebe si el producto está agrietado o presenta fugas antes de usarlo.
2. Para un solo uso. Desechar después de su uso.
3. No lo use si el paquete está dañado.

### **Almacenamiento:**

El producto debe almacenarse en una habitación seca y bien ventilada con una humedad relativa inferior al 80% y sin gas corrosivo.

### **Transporte:**

En el proceso de transporte se debe proteger de impactos y presiones. Los vehículos deben estar limpios y aislados del fuego. Evita el sol, evita la lluvia

### **Disposición**

Para deshacerse del producto, cumpla con las normas legales de su país.

**Especificaciones**

TEST LIST	STANDARD
Appearance	Cup transparent, well-proportioned, no impurities, no stains.
	Independent packaging intact, no air leakage.
leakage	No air leakage (liquid) after 5s, liquid level is neat.
matching	The lid is smooth without flapping, The cap is smooth and matches the cup body

**Foto del producto**