



宁波星创医疗器械有限公司
NINGBO SINTRUE MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

FICHA TÉCNICA

IMAGEN	DESCRIPTION (PRODUCT NAME)	SPECIFICATION AND COMPONENTS	MATERIALS OF THE DEVICE / COMPONENT	USO	PRIMARY AND SECONDARY PACKING
	MONITOR FETAL	Limited time charge: 10 hours maximum Battery voltage: 3x1.5V POWER SUPPLY (CHARGER): input: 100 V-240 VAC, 50 Hz-60 Hz, 5 VA output: 5VDC, 1000mA ± 5%	Products mainly is made by the probe, ultrasonic emit unit, receiving unit and the signal output parts.	"It is designed to meet your hearing and detection needs, providing advanced detection functions and a full range of fetal heartbeat sound. The product is primarily used to detect fetal heart rate (FHA) and fetal heart beat (SFH) sound. "	the primary container which is a polyethylene bag and the secondary is a paper box

	USE MANUAL
Describe how to use the product. You must go step by step how to use.	Step 1. Step 2.

FICHA TÉCNICA

IMAGEN	NOMBRE DEL PRODUCTO	ESPECIFICACIONES Y COMPONENTES	MATERIALES DEL DIASPOSITIVO /COMPONENTES	USO	EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO
	MONITOR FETAL	Cargo por tiempo limitado: 10 horas máximo Voltaje de la batería: 3x1. 5V SUMINISTRO DE CORRIENTE (CARGADOR): entrada: 100 V-240 VAC, 50 Hz-60 Hz, 5 VA salida: 5VDC, 1000mA ± 5%	Los productos están hechos principalmente por la sonda, la unidad de emisión ultrasónica, la unidad receptora y las partes de salida de señal.	Está diseñado para satisfacer sus necesidades de detección y auditivas, proporcionando funciones de detección avanzadas y una gama completa de sonido de los latidos del corazón del feto. El producto se utiliza principalmente para detectar la tasa fetal latido del corazón (FHA) y el sonido de los latidos del corazón fetal (SFH).	el contenedor primario que es una bolsa de polietileno y el secundario es una caja de carton