

FICHA TÉCNICA  
**RODILLERA ARTICULADA**

**1. DATOS DEL FABRICANTE**

- a. NOMBRE: *Walter Omar Campoverde Vargas*  
 b. TIPO: **Dispositivo Médico No Invasivo**  
 c. RIESGO: **I**  
 d. Registro Sanitario: **107-DMN-0819**

**2. IMAGEN DEL PRODUCTO**

*Diagrama del producto, enumerar sus partes (cuando aplique)*



**3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

**a. Dimensiones:**

TALLAS	Extra Pequeña	Pequeña	Mediana	Grande	Extra Grande	Dos Extra Grande	Tres Extra Grande	
	<b>XS/EP</b>	<b>S/P</b>	<b>M/M</b>	<b>L/G</b>	<b>XL/EG</b>	<b>2XL/EEG</b>	<b>3XL/EEEG</b>	
<b>LARGO</b>	60 cm.	60 cm.	65cm.	65cm.	70 cm.	70 cm.	72 cm.	+/- 2 cm
<b>CONTORNO</b>	90 cm.	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm	120 cm	+/- 5 cm

b. **Materiales :** *Está fabricado en:*

1. *Tela de Neoprene*
2. *Cierre : 100% Nylon*

*El Chaleco de hombre, contiene una pieza; se pueden elaborar en color: Negro, Azul, Verde o Fucsia; de acuerdo al requerimiento del cliente.*

- *ECONOMICA.- En tela de Neoprene de 2,5 mm o Tela toalla con esponja.*
- *CLASICA.- En tela de Neoprene de 4 mm*
- *PREMIUM.- En Airprene de 4 mm.*

**4. USO PREVISTO:**

- *Promueve la transpiración y eliminación de grasa, reduciendo el abdomen.*
- *Moldea y controla el volumen de la espalda otorgando mayor soporte.*

**5. INSTRUCCIONES DE USO;**

- a. *Colocar de adelante hacia atrás y subir el cierre.*
- b. *Para evitar irritaciones en la piel poner el chaleco adelgazante sobre una prenda interior para que esta sea la que absorba la humedad o sudoración.*

**6. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS**

- a. *En caso de presentar irritación o enrojecimiento, suspender su uso.*
- b. *Lavar a mano con agua fría y jabón suave, no usar detergente.*
- c. *No lavar en lavadora.*
- d. *Secar en sombra*
- e. *El producto no se puede planchar.*



Tcnlga. Judith Torres Salvatierra  
**ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD**  
Registro Senescyt #1004-03-345357