



SANDA KING INDUSTRIES LTD.

Rm, 1501, 15/F, Lippo Sun Plaza, 28 Canton Road, Tsim Sui Tsui, Kowloon, Hong Kong.

Email : sandaking@sandaking.com

Tel : 852-2723 1361

Fax : 852-2723 1263

FICHA TÉCNICA

SR/ NO	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION (NOMBRE DE PRODUTO)	ESPECIFICACIONES	MATERIALES / COMPONENTES	EMPAQUE	MODO DE USO	USO
1	MGEL- 2451		MANGA CON GEL	Color: piel 	Funda: Nylon, Spandex; Pad: Gel elastómero termoplástico (TPE)	Envase primario: 1 par x Funda de polietileno Envase secundario: Caja de carton 	2.Se ajusta a la parte sensible y dolorosa del dedo gordo del pie / juanetes 2.Cuando el dedo gordo del pie (hallux) experimenta presión, la manga protege el dedo gordo 1 3. Retirar el producto una vez al día durante unos minutos.	Corrector de juanetes universal para los hombres y las mujeres, una talla para la mayoría de adultos. Se puede utilizar en zapatos al hacer algunas actividades, como caminar, correr, trotar

For and on behalf of
沙京 industries 有限公司
SANDA KING INDUSTRIES LIMITED

Authorized Signature(s)