

USOS

**PRODUCT : NON STERILE NITRILE EXAMINATION / NON STERILE LATEX
EXAMINATION GLOVES / NON STERILE VINYL EXAMINATION GLOVES
“MEDICLIFE”**



Ideales para uso general de laboratorio y en entornos farmacéuticos, industria, hospitales e instalaciones de producción de alimentos. Guantes ambidiestros que proporcionan una protección superior, especialmente indicados para pieles sensibles.

- No estériles, con y sin polvo, superficie texturizada
- Alta resistencia a disolventes químicos y grasas
- Excelente agarre, especialmente para sujetar objetos húmedos
- Especiales para personas con alergia al látex
- Color azul para una mejor identificación.

Los guantes constituyen una medida de prevención primaria frente al riesgo biológico, y aunque de por sí no evitan el pinchazo, se ha demostrado que reducen el volumen de sangre transferida de manera importante, reduciendo significativamente el riesgo de infecciones con agentes biológicos.

Por ello, los guantes son la barrera de protección más importante para prevenir la contaminación con material biológico potencialmente infeccioso (como sangre, fluidos corporales, secreciones, membranas mucosas y piel no intacta de los pacientes) y reducen la probabilidad de transmisión de microorganismos del personal sanitario a los pacientes.

SHANDONG INTCO MEDICAL PRODUCTS CO., LTD

No. 9888 QIWANG ROAD, NAOSHAN INDUSTRIAL PARK, QINGZHOU, SHANDONG-CHINA

T.: +86-0533-6098999 F.: +86-0533-6098666 W.: www.intcomedical.com

Se puede decir que los guantes cumplen una doble función:

Proteger al trabajador de un riesgo para su salud como Equipo de Protección Individual

Proteger a los pacientes de una posible transmisión de agentes biológicos portados por el usuario del guante

Safety

1.Material:100% nitrile – 100% latex natural – 100 % vinylo

2.Elongation:>650%

3.ISO approved

Validity

Five years

Efficacy

Widely used in electronics factory, medical examination, food industry, housework, chemicals, fisheries, glass products and research and other industries use

Use

1.The product does not distinguish between left and right, please select the right size

2.Can not wear rings or other jewelry

3.The product limit for single use

Caution

1.Do not touch the oil, acid, alkali, copper, manganese and other harmful metals and rubber chemicals

2.Non-intense direct sunlight or ultraviolet light

3.The use of natural rubber products have a history of allergies with caution