

FICHA TÉCNICA

IMAGEN	DESCRIPTION (PRODUCT NAME)	SPECIFICATION AND COMPONENTS	MATERIALS OF THE DEVICE / COMPONENT	USO	PICTURE PRIMARY AND SECONDARY	PRIMARY AND SECONDARY PACKING
 Altas: 15cm Ancho: 14cm Largo: 6cm	Three Balls Spirometer	3-ball incentive spirometer for different inhalation rates: 600cc / sec, 900cc / sec and 1200cc / sec Lightweight for easy handling. Sturdy wide base for stability during storage or use Minimum flow imprinted on each chamber Compact design & break-resistant plastic Removable inspiratory limb for cleaning convenience Minimally resistant flow tubing for ease of use Anatomically designed mouthpiece for ease of use and patient comfort Convenient mouthpiece clip for ease of storage Colourful presentation for ease of visualisation	High quality tear resistant plastic. Components: Mouthpiece, Connecting tube, Shell, Float	The three balls spirometer is mainly used for normal breathing restored trainings for the patients who has just done splanchnocoele operation.		Primary Packaging: one product in one inner box, the box size is 140x70x170mm, the material of the box is 350g white cardboard Secondary Packaging: 50 boxes in one out carton, the out carton size is 38x38x39.5cm, the material of the out carton is Five layers corrugated paper

	USE MANUAL
Describe how to use the product. You must go step by step how to use.	Step 1. Step 2.

FICHA TÉCNICA

IMAGEN	NOMBRE DEL PRODUCTO	ESPECIFICACIONES Y COMPONENTES	MATERIALES DEL DIAPPOSITIVO /COMPONENTES	USO	IMAGEN DEL EMPAQUE	EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO
	INSPIROMETRO INCENTIVO TRI-FLOW	Espirómetro de incentivo de 3 bolas para diferentes velocidades de inhalación: de 600cc / seg , 900cc / seg y 1200cc / seg Ligero para facilitar su manejo. Base ancha y resistente para estabilidad durante el almacenamiento o uso Flujo mínimo impreso en cada cámara. Diseño compacto y plástico resistente a la rotura. Miembro inspiratorio extraíble para una limpieza conveniente Tubo de flujo de mínima resistencia para facilitar su uso. Boquilla diseñada anatómicamente para facilitar el uso y la comodidad del paciente. Práctico clip de boquilla para facilitar el almacenamiento Presentación colorida para facilitar la visualización.	Plástico de alta calidad resistente a rotura. Componentes: Armazón, Conector PLPO, Ploeo de boca, Flotador	El espirómetro de tres bolas se utiliza principalmente para entrenamientos de respiración normal restaurados para los pacientes que acaban de realizar una operación de espláncleo.		Embalaje primario: un producto en una caja interna, el tamaño de la caja es 140x70x170 mm, el material de la caja es 350 g de cartón blanco Embalaje secundario: 50 cajas en una caja de cartón, el tamaño de la caja de cartón es 38x38x39.5cm, el material de la caja de cartón es papel corrugado de cinco capas